

Solution for Innovation

## 電磁ロック付保管庫/電子鍵ボックス管理システム スタンドアロン版・LaboLock- II シリーズ

フェリカのカードやバーコード認証で薬品庫の引き出しの施錠開錠や、鍵ボックスの鍵取り出しができます。付属のソフトで履歴管理ができます。



写真はコントローラー内臓タイプ5列薬品庫と増設のガロン瓶薬品庫

常時コントローラーはPCとの接続はしません。使用者登録や権限設定、履歴管理時に接続します。

認証はコントローラーのカードリーダーにて行ないます(バーコードリーダーの場合は別置きになります)



PC OS/Windows7,10/32bit,64bit

コントローラー付属のアプリケーションソフト  
LaboLock manager-IIをインストールします

DESK TOP型 コントローラー

LLC-2F-20(20ch用)

フェリカカードリーダー若しくはバーコードリーダー付  
扉開放時にタイマー警報ブザー付もあります。



## 1.『アプリケーションソフト LaboLock manager- II 』

PCのOSはWindows7,10/32bit,64bitに対応。

Data BaseはSQL Lightで自動でインストールします。

ソフトはCドライブのProgram FilesのSCITECのLaboLock II Mansgrerにインストールされます。

Cドライブの使用メモリー容量は10MB程度です。

PCとコントローラーの通信はLAN接続かRS-232C接続。

使用者登録人数はMax999人、履歴保存件数は10,000件。

認証用フェリカカードの登録はカードのIdm番号を使用します。内部のデータは使用しません。

バーコードの場合はMax15桁の番号を登録します。

## 2.『使用者登録方法』登録可能人数は999人。

予めPCの『ソフトLaboLock Manager- II 』にて使用者の登録をしLaboLockコントローラーに送信しておきます。

①認証方法を選択します。(カード若しくはバーコード)

②開錠できる権限CHを選択します。(権限のあるCH全てを開錠させることもできます)

③コントローラーのカードリーダー部にカードをかざして登録。

バーコードの場合はバーコードリーダーにバーコードを読み込み登録します。

## 3.『履歴検索方法』履歴保存件数は10,000件。

開錠履歴はコントローラーに保存されています。(Max10,000件)PCでログインした都度自動的に履歴データを読み込みしコントローラー内のデータはクリアされます。定期的に履歴データはPCに読み込んで頂きます。

①履歴検索条件を入力し検索します。

②データはCSV保存できます。

## 製品情報

### 電子ロックコントローラー(デスクトップ型)



写真は認証方法Felica card タイプ  
LLC-2F-20  
扉開放時にタイマー警報ブザー付もあります。

### 電子ロック鍵ボックス(コントローラー内蔵式)



写真は認証方法Felica card タイプ  
KBFM-2F-12  
鍵取り出し時にタイマー警報ブザー付もあります。

#### 電子ロックコントローラー(デスクトップ型)

形式 LLC-2F-20

認証方法Felica card タイプ

Idm読み取り方法



SUICA

形式 LLC-2B-20

認証方法バーコードタイプ



バーコードリーダー

制御CH数 20CH

材質 アルミ製

寸法 幅350x奥行250x高100mm

重量 約2.0kg

通信 LAN or RS-232C

電源 AC100V 5A

付属品 電源ケーブル 2m 1本

ラボロックコントローラーLLC-2F-20にはPCソフト  
LaboLock manager-IIが付属しています。

#### 電子ロック鍵ボックス(コントローラー内蔵式)

認証方法Felica card タイプ

形式 KBFM-2F-12 KBFM-2F-20

鍵数 12本 20本

材質 スチール耐薬品性白色塗装

寸法 幅485x奥行190x高370mm

空重量 約10.5kg

通信 LAN or RS-232C

電源 AC100V 5A

付属品

操作鍵 12個 20個

ネームホルダー

12個 20個

非常鍵 2個(停電時や故障時用)

電源ケーブル 2m 1本

ラボロックコントローラーにはPCソフトLaboLock  
manager-IIが付属しています。

## 製品情報

### 5列引き出し式薬品庫(コントローラー内臓タイプ)

正面



背面



排気アダプターは別途価格です。

### 5列引き出し式薬品庫(増設タイプ)

正面



背面



排気アダプターは別途価格です。

#### 5列引き出し式薬品庫(コントローラー内臓タイプ)

引出はソフトクロージングスライドレールタイプです。

(内蔵コントローラーは20CH仕様ですから15ch薬品庫の増設ができます。)

形式 SC-5MF 認証方法Felica card

形式 SC-5MB 認証方法バーコード

材質 SUS-304

外形寸法 幅1000x奥行600x縦900mm

試薬瓶収納本数 75本(500ml) or 24本(1L)

引出棚耐加重 15kg

本体空重量 約60kg

通信方法 LAN or RS-232C

電源 AC100V5A

付属品

トレー 15個

縦仕切り棒 30本

横仕切り板 60個

非常鍵 1個(停電時や故障時用)

床固定金具 1組

電源ケーブル 2m 1本

内蔵コントローラーにはPCソフトLaboLock manager- II が付属しています。

扉開放時にタイマー警報ブザー付もあります。

#### 5列引き出し式薬品庫(増設タイプ)

引出はソフトクロージングスライドレールタイプです。

形式 SC-5S

材質 SUS-304

外形寸法 幅1000x奥行600x縦900mm

試薬瓶収納本数 75本(500ml) or 40本(1L)

引出棚耐加重 15kg

本体空重量 約60kg

通信方法 専用ケーブル

付属品

トレー 15個

縦仕切り棒 30本

横仕切り板 60個

非常鍵 1個(停電時や故障時用)

床固定金具 1組

※増設用専用ケーブルは別途価格

扉開放時にタイマー警報ブザー付もあります。

## 製品情報

### ガロン瓶用薬品庫(増設用)



排気アダプターは別途価格です。

### 電子ロック鍵ボックス(増設用)



#### 電子ロック薬品庫増設用・ガロン瓶用(コントローラー無し)

引出はソフトクロージングスライドレールタイプです。

形式 GC-2W

外形寸法 幅1000x奥行600x縦900mm

材質 SUS-304

ガロン瓶収納本数 24本

引出棚耐加重 15kg

本体空重量 約50kg

通信方法 専用ケーブル

付属品

非常鍵 1個(停電時や故障時用)

床固定金具 1組

※増設用専用ケーブルは別途価格

#### 電子鍵ボックス(増設用)

形式 KBF-II-12S

鍵数 12本

材質 スチール耐薬品性白色塗装

寸法 幅485x奥行190x高370mm

空重量 約10.5kg

通信 専用ケーブル

付属品

操作鍵 12個

ネームホルダー 12個

非常鍵 1個(停電時や故障時用)

床固定金具 1組

※増設用専用ケーブルは別途価格

## 製品情報

フェリカカードリーダー  
外側扉脇に取り付け



Card reader  
SecuLock-2020

入室用1chコントローラー  
室内壁に取り付け



SecuLock Controller  
SLC-2010

形式	コントローラー SLC-2010
リーダー	フェリカ SLC-2020
登録人数	1000カード
材質(コントローラー)	スチール耐薬品性灰色塗装
寸法コントローラー	幅210x奥行70x高310mm
寸法リーダー	幅130x奥行40x高120mm
重量(コントローラー)	約3kg
重量(リーダー)	約150g
通信	LAN (コントローラー内部接続)
電源	AC100V 2A

※ドアには電気錠が別途必要です。

## 製品情報

後付ロック EL-1



後付け電子ロック 観音扉薬品庫取り付け用  
引き戸式にも使用できます。

形式 EL-1

外形寸法 幅105x奥行42x縦84mm

材質 スチール焼付け塗装仕上げ

通信方法 専用ケーブル(別途価格)

付属品

非常鍵 1個(停電時や故障時用)

※留め金具は別途価格

後付ロックEL-2



外付け電子ロック 片開き薬品庫・冷蔵庫など取り付け用

形式 EL-2

外形寸法 幅110x奥行30x縦110mm

材質 スチール焼付け塗装仕上げ

通信方法 専用ケーブル(別途価格)

付属品

非常鍵 1個(停電時や故障時用)

※留め金具は別途価格



観音扉取り付け例



既存薬品庫取り付け例



冷蔵庫取り付け例

SCITEC Ltd.

株式会社サイテック

422-8058 静岡市駿河区中原743-1

TEL 054-202-1560 FAX054-280-2655

URL <http://www.scitec.co.jp>